



PŁYTKA DO ARTRODEZY NADGARSTKA  
z ograniczonym kontaktem 1.5/2.0 | 2.4/2.7  
TYTAN



L(mm)	Otwory	Nr kat.
77	2	<b>80-1-25-44-02</b>
90	3	<b>80-1-25-44-03</b>
97	4	<b>80-1-25-44-04</b>

**Wkręty korowe samogwintujące Ø 1.5**  
Ø 1.1 REF

**T4** L(mm) REF  
6,7,8...16 **80-1-01-330-L**  
16,18,20...30

WIERTŁO Ø1.1 80-40-23-11.93.AO

PROWADNIK WIERTŁA 80-44-06-15

RĘKOJEŚĆ 80-101-10

TRZPIEŃ 80-43-270-T4.70

**Wkręty korowe samogwintujące Ø 2.0**  
Ø 1.5 REF

**T6** L(mm) REF  
4,5,6...12 **X-01-282-L**  
14,16,18...38  
L(mm) REF  
6,7,8...16 **80-X-01-45-L**  
16,18,20...30

WIERTŁO Ø1.5 80-4-40-03-15

PROWADNIK WIERTŁA 80-4-57-191-00

RĘKOJEŚĆ 80-28-5-1

TRZPIEŃ

S1.5 80-28-5-2

T6 80-43-268-T6.115

**Wkręty blokowane samogwintujące Ø 1.5**  
Ø 1.1 REF

**T4** L(mm) REF  
4,5,6...15 **80-1-01-329-L**  
16,18,20...30

WIERTŁO Ø1.1 80-40-23-11.93.AO

PROWADNIK WIERTŁA 80-44-06-15

RĘKOJEŚĆ 80-101-10

TRZPIEŃ 80-43-270-T4.70

**Wkręty blokowane samogwintujące Ø 2.0**  
Ø 1.5 REF

**T6** L(mm) REF  
6,7,8...13 **80-X-01-262-L**  
14,16,18...40  
L(mm) REF  
6,7,8...13 **80-X-01-260-L**  
14,16,18...40

WIERTŁO Ø1.5 80-4-40-03-15

PROWADNIK WIERTŁA 80-57-122-00

RĘKOJEŚĆ 80-28-5-1

TRZPIEŃ

S1.5 80-28-5-2

T6 80-43-268-T6.115

**Wkręty korowe Ø 2.4 samogwintujące**  
Ø 1.8 REF

**T8** L(mm) REF  
8,10,12...40 **80-X-01-240-L**

L(mm) REF  
8,10,12...60 **80-X-01-239-L**

WIERTŁO Ø1.8

PROWADNIK WIERTŁA 80-4-57-192-00

RĘKOJEŚĆ 80-28-5-1

TRZPIEŃ

S2.5 80-28-5-3

T8 80-43-268-T8.115

**Wkręty korowe Ø 2.7 samogwintujące**  
Ø 2.0 REF

**T8** L(mm) REF  
8,10,12...60 **80-X-01-216-L**

L(mm) REF  
8,10,12...60 **80-X-01-48-L**

WIERTŁO Ø 2.0

PROWADNIK WIERTŁA 80-4-57-192-00

RĘKOJEŚĆ 80-28-5-1

TRZPIEŃ

S2.5 80-28-5-3

T8 80-43-268-T8.115

**Wkręty blokowane Ø 2.4 samogwintujące**  
Ø 1.8 REF

**T8** L(mm) REF  
8,10,12...40 **80-X-01-208-L**

L(mm) REF  
8,10,12...40 **80-X-01-200-L**

WIERTŁO Ø1.8

PROWADNIK WIERTŁA 80-4-57-49-00

RĘKOJEŚĆ 80-28-5-1

TRZPIEŃ

S2.5 80-28-5-3

T8 80-43-268-T8.115

**Wkręty blokowane Ø 2.7 samogwintujące**  
Ø 2.0 REF

**T8** L(mm) REF  
10,12,14...60 **80-X-01-209-L**

L(mm) REF  
8,10,12...60 **80-X-01-201-L**

WIERTŁO Ø2.0

PROWADNIK WIERTŁA 80-4-57-74-00



RĘKOJEŚĆ 80-28-5-1

TRZPIEŃ


S2.5 80-28-5-3



T8 80-43-268-T8.115



### PŁYTKA DO ARTRODEZY NADGARSTKA z ograniczonym kontaktem 2.4/2.7 | 3.5 TYTAN







L(mm)	Otwory	
96,4	3	<b>80-1-25-42-03</b>
104,1	4	<b>80-1-25-42-04</b>
113,6	5	<b>80-1-25-42-05</b>
123,1	6	<b>80-1-25-42-06</b>
132,6	7	<b>80-1-25-42-07</b>



Wkręty korowe $\varnothing$ 2.4 samogwintujące		WIERTŁO $\varnothing$ 1.8	
	$\varnothing$ 1.8		
L(mm)	REF	PROWADNIK WIERTŁA	80-4-57-192-00
<b>T8</b>	8,10,12...40	<b>80-X-01-240-L</b>	
	L(mm)	REF	
	8,10,12...60	<b>80-X-01-239-L</b>	



Wkręty korowe $\varnothing$ 2.7 samogwintujące		WIERTŁO $\varnothing$ 2.0	
	$\varnothing$ 2.0		
L(mm)	REF	PROWADNIK WIERTŁA	80-4-57-192-00
<b>T8</b>	8,10,12...60	<b>80-X-01-216-L</b>	
L(mm)	REF	REF	
	8,10,12...60	<b>80-X-01-48-L</b>	



Wkręty blokowane $\varnothing$ 2.4 samogwintujące		WIERTŁO $\varnothing$ 1.8	
	$\varnothing$ 1.8		
L(mm)	REF	PROWADNIK WIERTŁA	80-4-57-49-00
<b>T8</b>	8,10,12...40	<b>80-X-01-208-L</b>	
L(mm)	REF	REF	
	8,10,12...40	<b>80-X-01-200-L</b>	

Wkręty blokowane $\varnothing$ 2.7 samogwintujące		WIERTŁO $\varnothing$ 2.0	
	$\varnothing$ 2.0		
L(mm)	REF	PROWADNIK WIERTŁA	80-4-57-74-00
<b>T8</b>	10,12,14...60	<b>80-X-01-209-L</b>	
L(mm)	REF	REF	
	8,10,12...60	<b>80-X-01-201-L</b>	



Wkręty blokowane zmiennokątowe $\varnothing$ 2.4		WIERTŁO $\varnothing$ 1.8	
	$\varnothing$ 1.8		
L(mm)	REF	PROWADNIK WIERTŁA	80-4-57-171-01
<b>T8</b>	8,10,12...40	<b>80-X-01-298-L</b>	
L(mm)	REF	REF	



Wkręty blokowane zmiennokątowe $\varnothing$ 2.7		WIERTŁO $\varnothing$ 2.0	
	$\varnothing$ 2.0		
L(mm)	REF	PROWADNIK WIERTŁA	80-4-57-171-02
<b>T8</b>	10,16,18...40	<b>80-X-01-325-L</b>	
L(mm)	REF	REF	



Wkręty korowe $\varnothing$ 3.5 samogwintujące		WIERTŁO $\varnothing$ 2.5	
	$\varnothing$ 2.5		
L(mm)	REF	PROWADNIK WIERTŁA	80-4-57-191-00
<b>T15</b>	8,10,12...70	<b>80-X-01-221-L</b>	
L(mm)	REF	REF	
	75,80,85...90		

Wkręty blokowane zmiennokątowe $\varnothing$ 3.5		WIERTŁO $\varnothing$ 2.7	
	$\varnothing$ 2.7		
L(mm)	REF	PROWADNIK WIERTŁA	80-4-57-171-03
<b>T15</b>	10,12,14...60	<b>80-X-01-322-L</b>	
L(mm)	REF	REF	
	65,70,75...95		

Wkręty korowe $\varnothing$ 3.5 samogwintujące		WIERTŁO $\varnothing$ 2.5	
	$\varnothing$ 2.5		
L(mm)	REF	PROWADNIK WIERTŁA	80-4-57-191-00
<b>T15</b>	8,10,12...70	<b>80-X-01-221-L</b>	
L(mm)	REF	REF	
	75,80,85...90		

Wkręty blokowane zmiennokątowe $\varnothing$ 3.5		WIERTŁO $\varnothing$ 2.7	
	$\varnothing$ 2.7		
L(mm)	REF	PROWADNIK WIERTŁA	80-4-57-171-03
<b>T15</b>	10,12,14...60	<b>80-X-01-322-L</b>	
L(mm)	REF	REF	
	65,70,75...95		

Wkręty blokowane zmiennokątowe $\varnothing$ 2.7		WIERTŁO $\varnothing$ 2.7	
	$\varnothing$ 2.7		
L(mm)	REF	PROWADNIK WIERTŁA	80-4-57-74-00
<b>T15</b>	10,12,14...60	<b>80-X-01-223-L</b>	
L(mm)	REF	REF	
	65,70,75...95		

Wkręty blokowane zmiennokątowe $\varnothing$ 3.5		WIERTŁO $\varnothing$ 2.7	
	$\varnothing$ 2.7		
L(mm)	REF	PROWADNIK WIERTŁA	80-4-57-74-00
<b>T15</b>	10,12,14...60	<b>80-X-01-11-L</b>	
L(mm)	REF	REF	
	65,70,75...95		