

PALETA Z INSTRUMENTARIUM 80-28-0-1






2.0


2.4

2.7

3.5

					
1	2.0 2.4 2.7 3.5	2.0 2.4 2.7 3.5	2.0 2.4 2.7 3.5	Miarka grubości kości	80-4-57-69-00
2	2.0 2.4 2.7 3.5	2.0 2.4 2.7 3.5	2.0 2.4 2.7 3.5	Rękojeść do zmiennych trzpieni	80-28-5-1
3	2.4 2.7 3.5	2.4 2.7 3.5		Trzpień S 2,5	80-28-5-3
4	2.0	2.0		Trzpień S 1,5	80-28-5-2
5	2.0	2.0	2.0	Trzpień TORX T6	80-43-268-T6.115
6	2.4 2.7	2.4 2.7	2.4 2.7	Trzpień TORX T8	80-43-268-T8.115
7	3.5	3.5	3.5	Trzpień TORX T15	80-43-268-T15.115
8	2.0 2.4 2.7 3.5	2.0 2.4 2.7 3.5	2.0 2.4 2.7 3.5	Podwójny giętak do płytek	80-28-3-1
9	2.0	3.5		Prowadnik kompresyjny wiertła Ø 1,5 i 2,5	80-4-57-191-00
10	2.4 2.7			Prowadnik kompresyjny wiertła Ø 1,8 i 2,0	80-4-57-192-00
11		2.0		Prowadnik z miarką długości wkręta Ø 1,5	80-4-57-122-00
12		2.4		Tuleja prowadząca wiertło Ø 1,8	80-4-57-49-00
13		2.7		Tuleja prowadząca wiertło Ø 2,0	80-4-57-74-00
14		3.5		Tuleja prowadząca wiertło Ø 2,7	80-4-57-51-00
15			2.4	Tuleja stożkowa gwintowana Ø 1,8	80-4-57-171-01
16			2.7	Tuleja stożkowa gwintowana Ø 2,0	80-4-57-171-02
17			3.5	Tuleja stożkowa gwintowana Ø 2,7	80-4-57-171-03
18	2.0	2.0	2.0	Wiertło chirurgiczne Ø 1,5	80-4-40-03-15
19	2.4	2.4	2.4	Wiertło chirurgiczne Ø 1,8	80-4-40-03-18
20	2.7	2.7	2.7	Wiertło chirurgiczne Ø 2,0	80-4-40-03-20
21	3.5			Wiertło chirurgiczne Ø 2,5	80-4-40-03-25
22		3.5	3.5	Wiertło chirurgiczne Ø 2,7	80-4-40-03-27

PALETA NA PŁYTKI
80-28-0-1.3



STOLIK NA WKRETY
80-28-0-1.2



Instrumentarium razem ze stojakiem na wkręty i stojakiem do sterylizacji płytek pasują do kontenera weterynaryjnego (80-4-99-25-65)

KONTENER DO STERYLIZACJI
80-4-99-25-65

