



PLYTKA REKONSTRUKCYJNA BLOKOWANA
TYTAN



L(mm)	Otworki	REF
29	6	80-1-02-215-06
59,5	12	80-1-02-215-12
79,5	16	80-1-02-215-16



PLYTKA REKONSTRUKCYJNA BLOKOWANA
TYTAN | STAL



L(mm)	Otworki	Nr Kat.	L(mm)	Otworki	Nr Kat.
23	4	80-X-02-165-04	77	13	80-X-02-165-13
29	5	80-X-02-165-05	83	14	80-X-02-165-14
35	6	80-X-02-165-06	89	15	80-X-02-165-15
47	8	80-X-02-165-08	95	16	80-X-02-165-16
53	9	80-X-02-165-09	101	17	80-X-02-165-17
59	10	80-X-02-165-10	107	18	80-X-02-165-18
65	11	80-X-02-165-11	113	19	80-X-02-165-19
71	12	80-X-02-165-12	119	20	80-X-02-165-20

Wkręty blokowane samogwintujące Ø 1.5

Ø 1.1

L(mm) REF

T4 4,5,6...15 **80-1-01-329-L**
16,18,20...30

WIERTŁO Ø1.1 80-40-23-11.93.AO

PROWADNIK WIERTŁA 80-44-06-15

RĘKOJEŚĆ 80-101-10

TRZPIEŃ 80-43-270-T4.70

Wkręty blokowane samogwintujące Ø 2.0

Ø 1.5

L(mm) REF

T6 6,7,8...13 **80-X-01-262-L**
14,16,18...40

L(mm) REF

6,7,8...13 **80-X-01-260-L**
14,16,18...40

WIERTŁO Ø1.5 80-4-40-03-15

PROWADNIK WIERTŁA 80-57-122-00

RĘKOJEŚĆ 80-28-5-1

TRZPIEŃ

Ø S1.5 80-28-5-2

T6 T6 80-43-268-T6.115

Wkręty blokowane zmiennokątowe Ø 1.5

Ø 1.1

L(mm) REF

T4 4,5,6...16 **80-1-01-381-L**
16,18,20...30

WIERTŁO Ø1.1 80-40-23-11.93.AO

PROWADNIK WIERTŁA 80-44-07-15

RĘKOJEŚĆ 80-101-10

TRZPIEŃ 80-43-270-T4.70

Wkręty blokowane zmiennokątowe Ø 2.0

Ø 1.5

L(mm) REF

T6 6,7,8...13 **80-X-01-380-L**
14,16,18...30

WIERTŁO Ø1.5 80-4-40-03-15

PROWADNIK WIERTŁA 80-4-57-212-00


RĘKOJEŚĆ 80-28-5-1

TRZPIEŃ 80-43-268-T6.115


PLYTKA BLOKOWANA MOSTUJACA
TYTAN



L(mm)	t(mm)	REF
60	26	80-1-25-223-60
70	36	80-1-25-223-70
80	46	80-1-25-223-80
90	56	80-1-25-223-90



PLYTKA KOMPRESYJNO-BLOKOWANA
TYTAN



L(mm)	Otwory	Nr Kat.
24	4	80-1-02-170-04
36	6	80-1-02-170-06

Wkręty korowe samogwintujące Ø 1.5
Ø 1.1

L(mm) REF

T4 6,7,8...16 **80-1-01-330-L**
16,18,20...30

WIERTŁO Ø1.1 80-40-23-11.93.AO

PROWADNIK WIERTŁA 80-44-06-15

RĘKOJEŚĆ 80-101-10

TRZPIEŃ 80-43-270-T4.70

Wkręty korowe samogwintujące Ø 2.0
Ø 1.5

L(mm) REF

T6 4,5,6...12 **80-X-01-282-L**
14,16,18...38

L(mm) REF

6,7,8...16 **80-X-01-45-L**
16,18,20...30

WIERTŁO Ø1.5 80-4-40-03-15

PROWADNIK WIERTŁA 80-4-57-191-00

RĘKOJEŚĆ 80-28-5-1

TRZPIEŃ

S1.5 80-28-5-2

T6 T6 80-43-268-T6.115

Wkręty blokowane samogwintujące Ø 1.5
Ø 1.1

L(mm) REF

T4 4,5,6...15 **80-1-01-329-L**
16,18,20...30

WIERTŁO Ø1.1 80-40-23-11.93.AO

PROWADNIK WIERTŁA 80-44-06-15

RĘKOJEŚĆ 80-101-10

TRZPIEŃ 80-43-270-T4.70

Wkręty blokowane samogwintujące Ø 2.0
Ø 1.5

L(mm) REF

T6 6,7,8...13 **80-X-01-262-L**
14,16,18...40

L(mm) REF

6,7,8...13 **80-X-01-260-L**
14,16,18...40

WIERTŁO Ø1.5 80-4-40-03-15

PROWADNIK WIERTŁA 80-57-122-00

RĘKOJEŚĆ 80-28-5-1

TRZPIEŃ

S1.5 80-28-5-2

T6 T6 80-43-268-T6.115

Wkręty blokowane zmiennokątowe Ø 1.5
Ø 1.1

L(mm) REF

T4 4,5,6...16 **80-1-01-381-L**
16,18,20...30

WIERTŁO Ø1.1 80-40-23-11.93.AO

PROWADNIK WIERTŁA 80-44-07-15

RĘKOJEŚĆ 80-101-10

TRZPIEŃ 80-43-270-T4.70

Wkręty blokowane zmiennokątowe Ø 2.0
Ø 1.5

L(mm) REF

T6 6,7,8...13 **80-X-01-380-L**
14,16,18...30

WIERTŁO Ø1.5 80-4-40-03-15

PROWADNIK WIERTŁA 80-4-57-212-00


RĘKOJEŚĆ 80-28-5-1

TRZPIEŃ 80-43-268-T6.115

PLYTKA KOMPRESYJNO BLOKOWANA
TYTAN | STAL



L(mm)	Otwory	Nr Kat.	L(mm)	Otwory	Nr Kat.
24	3	80-X-02-166-03	59	8	80-X-02-166-08
31	4	80-X-02-166-04	73	10	80-X-02-166-10
38	5	80-X-02-166-05	87	12	80-X-02-166-12
45	6	80-X-02-166-06	101	14	80-X-02-166-14
52	7	80-X-02-166-07	115	16	80-X-02-166-16



PLYTKA REKONSTRUKCYJNA KOMPRESYJNO-BLOKOWANA
TYTAN | STAL



L(mm)	Otwory	Nr Kat.	L(mm)	Otwory	Nr Kat.
27	4	80-X-02-169-04	81	12	80-X-02-169-12
40	6	80-X-02-169-06	95	14	80-X-02-169-14
54	8	80-X-02-169-08	109	16	80-X-02-169-16
67	10	80-X-02-169-10			

Wkręty korowe samogwintujące Ø 1.5
Ø 1.1 REF
L(mm) REF
T4 6,7,8...16 80-1-01-330-L
16,18,20...30

WIERTŁO Ø1.1 80-40-23-11.93.AO
PROWADNIK WIERTŁA 80-44-06-15
RĘKOJEŚĆ 80-101-10
TRZPIEŃ 80-43-270-T4.70

Wkręty korowe samogwintujące Ø 2.0
Ø 1.5 REF
L(mm) REF
T6 4,5,6...12 80-X-01-282-L
14,16,18...38
L(mm) REF
6,7,8...16 80-X-01-45-L
16,18,20...30

WIERTŁO Ø1.5 80-4-40-03-15
PROWADNIK WIERTŁA 80-4-57-191-00
RĘKOJEŚĆ 80-28-5-1
TRZPIEŃ
S1.5 80-28-5-2
T6 T6 80-43-268-T6.115

Wkręty blokowane samogwintujące Ø 1.5
Ø 1.1 REF
L(mm) REF
T4 4,5,6...15 80-1-01-329-L
16,18,20...30

WIERTŁO Ø1.1 80-40-23-11.93.AO
PROWADNIK WIERTŁA 80-44-06-15
RĘKOJEŚĆ 80-101-10
TRZPIEŃ 80-43-270-T4.70

Wkręty blokowane samogwintujące Ø 2.0
Ø 1.5 REF
L(mm) REF
T6 6,7,8...13 80-X-01-262-L
14,16,18...40
L(mm) REF
6,7,8...13 80-X-01-260-L
14,16,18...40

WIERTŁO Ø1.5 80-4-40-03-15
PROWADNIK WIERTŁA 80-57-122-00
RĘKOJEŚĆ 80-28-5-1
TRZPIEŃ
S1.5 80-28-5-2
T6 T6 80-43-268-T6.115


Wkręty blokowane zmiennokątowe Ø 1.5
Ø 1.1 REF
L(mm) REF
T4 4,5,6...16 80-1-01-381-L
16,18,20...30

WIERTŁO Ø1.1 80-40-23-11.93.AO
PROWADNIK WIERTŁA 80-44-07-15
RĘKOJEŚĆ 80-101-10
TRZPIEŃ 80-43-270-T4.70


Wkręty blokowane zmiennokątowe Ø 2.0
Ø 1.5 REF
L(mm) REF
T6 6,7,8...13 80-X-01-380-L
14,16,18...30

WIERTŁO Ø1.5 80-4-40-03-15
PROWADNIK WIERTŁA 80-4-57-212-00
RĘKOJEŚĆ 80-28-5-1
TRZPIEŃ 80-43-268-T6.115


PLYTKA -L2- 120° BLOKOWANA
TYTAN



L(mm)	Otworki	LEWA	PRAWA
32	4	80-1-04-323-04	80-1-04-324-04




PLYTKA KŁYKCIOWA TYPU-T BLOKOWANA
TYTAN



L(mm)	Otworki	Nr Kat.	L(mm)	Otworki	Nr Kat.
26,8	3	80-1-04-264-03	47,2	6	80-1-04-264-06
33,6	4	80-1-04-264-04	54,0	7	80-1-04-264-07
40,4	5	80-1-04-264-05	-	-	-


PLYTKA T3 KOMPRESYJNO-BLOKOWANA
TYTAN




L(mm)	Otworki	t	Nr Kat.
43	7	2,5	80-1-25-35-02
50	7	19,5	80-1-25-35-03

<p>Wkręty korowe samogwintujące Ø 1.5</p> <p>Ø 1.1</p> <p>L(mm) REF</p> <p>T4 6,7,8...16 80-1-01-330-L</p> <p>16,18,20...30</p>	<p>WIERTŁO Ø1.1 80-40-23-11.93.AO</p> <p>PROWADNIK WIERTŁA 80-44-06-15</p> <p>RĘKOJEŚĆ 80-101-10</p> <p>TRZPIEŃ 80-43-270-T4.70</p>	<p>Wkręty korowe samogwintujące Ø 2.0</p> <p>Ø 1.5</p> <p>L(mm) REF</p> <p>T6 4,5,6...12 80-X-01-282-L</p> <p>14,16,18...38</p> <p>L(mm) REF</p> <p>6,7,8...16 80-X-01-45-L</p> <p>16,18,20...30</p>	<p>Ø1.5 WIERTŁO 80-4-40-03-15</p> <p>PROWADNIK WIERTŁA 80-4-57-191-00</p> <p>RĘKOJEŚĆ 80-28-5-1</p> <p>TRZPIEŃ 80-28-5-2</p> <p>Ø 1.5 T6 80-43-268-T6.115</p>
<p>Wkręty blokowane samogwintujące Ø 1.5</p> <p>Ø 1.1</p> <p>L(mm) REF</p> <p>T4 4,5,6...15 80-1-01-329-L</p> <p>16,18,20...30</p>	<p>WIERTŁO Ø1.1 80-40-23-11.93.AO</p> <p>PROWADNIK WIERTŁA 80-44-06-15</p> <p>RĘKOJEŚĆ 80-101-10</p> <p>TRZPIEŃ 80-43-270-T4.70</p>	<p>Wkręty blokowane samogwintujące Ø 2.0</p> <p>Ø 1.5</p> <p>L(mm) REF</p> <p>T6 6,7,8...13 80-X-01-262-L</p> <p>14,16,18...40</p> <p>L(mm) REF</p> <p>6,7,8...13 80-X-01-260-L</p> <p>14,16,18...40</p>	<p>WIERTŁO Ø1.5 80-4-40-03-15</p> <p>PROWADNIK WIERTŁA 80-57-122-00</p> <p>RĘKOJEŚĆ 80-28-5-1</p> <p>TRZPIEŃ 80-28-5-2</p> <p>Ø 1.5 T6 80-43-268-T6.115</p>
<p>Wkręty blokowane zmiennokątowe Ø 1.5</p> <p>Ø 1.1</p> <p>L(mm) REF</p> <p>T4 4,5,6...16 80-1-01-381-L</p> <p>16,18,20...30</p>	<p>WIERTŁO Ø1.1 80-40-23-11.93.AO</p> <p>PROWADNIK WIERTŁA 80-44-07-15</p> <p>RĘKOJEŚĆ 80-101-10</p> <p>TRZPIEŃ 80-43-270-T4.70</p>	<p>Wkręty blokowane zmiennokątowe Ø 2.0</p> <p>Ø 1.5</p> <p>L(mm) REF</p> <p>T6 6,7,8...13 80-X-01-380-L</p> <p>14,16,18...30</p>	<p>WIERTŁO Ø1.5 80-4-40-03-15</p> <p>PROWADNIK WIERTŁA 80-4-57-212-00</p> <p>RĘKOJEŚĆ 80-28-5-1</p> <p>TRZPIEŃ 80-43-268-T6.115</p>


PLYTKA T BLOKOWANA
TYTAN



L(mm)	A(mm)	Otworki	REF
44,5	14,5	8	80-1-04-406-03
44,5	18	8	80-1-04-406-04




PLYTKA -T 3 BLOKOWANA
TYTAN



L(mm)	Otworki	Nr kat.
30	4	80-1-04-257-04

PLYTKA -T BLOKOWANA
TYTAN



L(mm)	Otworki	Nr kat.
52,5	7	80-1-04-269-07

Wkręty korowe samogwintujące Ø 1.5
Ø 1.1 REF
L(mm) REF
T4 6,7,8...16 **80-1-01-330-L**
16,18,20...30

WIERTŁO Ø1.1 **80-40-23-11.93.AO**
PROWADNIK WIERTŁA **80-44-06-15**
RĘKOJEŚĆ **80-101-10**
TRZPIEŃ **80-43-270-T4.70**

Wkręty korowe samogwintujące Ø 2.0
Ø 1.5 REF
L(mm) REF
T6 4,5,6...12 **80-X-01-282-L**
14,16,18...38
L(mm) REF
6,7,8...16 **80-X-01-45-L**
16,18,20...30

WIERTŁO Ø1.5 **80-4-40-03-15**
PROWADNIK WIERTŁA **80-4-57-191-00**
RĘKOJEŚĆ **80-28-5-1**
TRZPIEŃ **80-28-5-2**
T6 **80-43-268-T6.115**

Wkręty blokowane samogwintujące Ø 1.5
Ø 1.1 REF
L(mm) REF
T4 4,5,6...15 **80-1-01-329-L**
16,18,20...30

WIERTŁO Ø1.1 **80-40-23-11.93.AO**
PROWADNIK WIERTŁA **80-44-06-15**
RĘKOJEŚĆ **80-101-10**
TRZPIEŃ **80-43-270-T4.70**

Wkręty blokowane samogwintujące Ø 2.0
Ø 1.5 REF
L(mm) REF
T6 6,7,8...13 **80-X-01-262-L**
14,16,18...40
L(mm) REF
6,7,8...13 **80-X-01-260-L**
14,16,18...40

WIERTŁO Ø1.5 **80-4-40-03-15**
PROWADNIK WIERTŁA **80-57-122-00**
RĘKOJEŚĆ **80-28-5-1**
TRZPIEŃ **80-28-5-2**
T6 **80-43-268-T6.115**

Wkręty blokowane zmiennokątowe Ø 1.5
Ø 1.1 REF
L(mm) REF
T4 4,5,6...16 **80-1-01-381-L**
16,18,20...30

WIERTŁO Ø1.1 **80-40-23-11.93.AO**
PROWADNIK WIERTŁA **80-44-07-15**
RĘKOJEŚĆ **80-101-10**
TRZPIEŃ **80-43-270-T4.70**


Wkręty blokowane zmiennokątowe Ø 2.0
Ø 1.5 REF
L(mm) REF
T6 6,7,8...13 **80-X-01-380-L**
14,16,18...30

WIERTŁO Ø1.5 **80-4-40-03-15**
PROWADNIK WIERTŁA **80-4-57-212-00**
RĘKOJEŚĆ **80-28-5-1**
TRZPIEŃ **80-43-268-T6.115**


PŁYTKA CZTEROMOSTKOWA BLOKOWANA TYTAN



L(mm)	Otworki	LEWA	PRAWA
23	8	80-1-04-285-00	80-1-04-286-00



PŁYTKA -H BLOKOWANA TYTAN




L(mm)	Otworki	Nr Kat.
12	4	80-1-04-260-04

<p>Wkręty korowe samogwintujące Ø 1.5</p> <p>Ø 1.1</p> <p>L(mm) REF</p> <p>T4 6,7,8...16 80-1-01-330-L</p> <p>16,18,20...30</p>	<p>WIERTŁO Ø1.1 80-40-23-11.93.AO</p> <p>PROWADNIK WIERTŁA 80-44-06-15</p> <p>RĘKOJEŚĆ 80-101-10</p> <p>TRZPIEŃ 80-43-270-T4.70</p>	<p>Wkręty korowe samogwintujące Ø 2.0</p> <p>Ø 1.5</p> <p>L(mm) REF</p> <p>T6 4,5,6...12 80-X-01-282-L</p> <p>14,16,18...38</p> <p>L(mm) REF</p> <p>6,7,8...16 80-X-01-45-L</p> <p>16,18,20...30</p>	<p>WIERTŁO Ø1.5 80-4-40-03-15</p> <p>PROWADNIK WIERTŁA 80-4-57-191-00</p> <p>RĘKOJEŚĆ 80-28-5-1</p> <p>TRZPIEŃ</p> <p>S1.5 80-28-5-2</p> <p>T6 T6 80-43-268-T6.115</p>
<p>Wkręty blokowane samogwintujące Ø 1.5</p> <p>Ø 1.1</p> <p>L(mm) REF</p> <p>T4 4,5,6...15 80-1-01-329-L</p> <p>16,18,20...30</p>	<p>WIERTŁO Ø1.1 80-40-23-11.93.AO</p> <p>PROWADNIK WIERTŁA 80-44-06-15</p> <p>RĘKOJEŚĆ 80-101-10</p> <p>TRZPIEŃ 80-43-270-T4.70</p>	<p>Wkręty blokowane samogwintujące Ø 2.0</p> <p>Ø 1.5</p> <p>L(mm) REF</p> <p>T6 6,7,8...13 80-X-01-262-L</p> <p>14,16,18...40</p> <p>L(mm) REF</p> <p>6,7,8...13 80-X-01-260-L</p> <p>14,16,18...40</p>	<p>WIERTŁO Ø1.5 80-4-40-03-15</p> <p>PROWADNIK WIERTŁA 80-57-122-00</p> <p>RĘKOJEŚĆ 80-28-5-1</p> <p>TRZPIEŃ</p> <p>S1.5 80-28-5-2</p> <p>T6 T6 80-43-268-T6.115</p>
<p>Wkręty blokowane zmiennokątowe Ø 1.5</p> <p>Ø 1.1</p> <p>L(mm) REF</p> <p>T4 4,5,6...16 80-1-01-381-L</p> <p>16,18,20...30</p>	<p>WIERTŁO Ø1.1 80-40-23-11.93.AO</p> <p>PROWADNIK WIERTŁA 80-44-07-15</p> <p>RĘKOJEŚĆ 80-101-10</p> <p>TRZPIEŃ 80-43-270-T4.70</p>	<p>Wkręty blokowane zmiennokątowe Ø 2.0</p> <p>Ø 1.5</p> <p>L(mm) REF</p> <p>T6 6,7,8...13 80-X-01-380-L</p> <p>14,16,18...30</p>	<p>WIERTŁO Ø1.5 80-4-40-03-15</p> <p>PROWADNIK WIERTŁA 80-4-57-212-00</p> <p>RĘKOJEŚĆ 80-28-5-1</p> <p>TRZPIEŃ 80-43-268-T6.115</p>


PŁYTKA REKONSTRUKCYJNA BLOKOWANA
TYTAN | STAL




L(mm)	Otworki	Nr Kat.	L(mm)	Otworki	Nr Kat.
48	6	80-X-02-185-06	112	14	80-X-02-185-14
64	8	80-X-02-185-08	128	16	80-X-02-185-16
80	10	80-X-02-185-10	144	18	80-X-02-185-18
96	12	80-X-02-185-12	160	20	80-X-02-185-20




PŁYTKA BLOKOWANA MOSTUJĄCA
TYTAN | STAL



L(mm)	t(mm)	Nr Kat.	L(mm)	t(mm)	Nr Kat.
80	23	80-X-25-224-80	110	53	80-X-25-224-110
90	33	80-X-25-224-90	120	63	80-X-25-224-120
100	43	80-X-25-224-100	-	-	-



Wkręty blokowane \varnothing 2.4
samogwintujące



L(mm) REF
T8 8,10,12...40 **80-X-01-208-L**

L(mm) REF
8,10,12...40 **80-X-01-200-L**

WIERTŁO
 \varnothing 1.8



PROWADNIK
WIERTŁA 80-4-57-49-00


RĘKOJEŚĆ 80-28-5-1

TRZPIEŃ

\varnothing S2.5 80-28-5-3

T8 T8 80-43-268-T8.115

Wkręty blokowane \varnothing 2.7
samogwintujące



L(mm) REF
T8 10,12,14...60 **80-X-01-209-L**

L(mm) REF
8,10,12...60 **80-X-01-201-L**

WIERTŁO
 \varnothing 2.0



PROWADNIK
WIERTŁA 80-4-57-74-00

RĘKOJEŚĆ 80-28-5-1

TRZPIEŃ

\varnothing S2.5 80-28-5-3

T8 T8 80-43-268-T8.115

Wkręty blokowane
zmiennokątowe \varnothing 2.4



L(mm) REF
T8 8,10,12...40 **80-X-01-298-L**

WIERTŁO
 \varnothing 1.8



PROWADNIK
WIERTŁA 80-4-57-171-01

RĘKOJEŚĆ 80-28-5-1

TRZPIEŃ 80-43-268-T8.115

Wkręty blokowane
zmiennokątowe \varnothing 2.7



L(mm) REF
T8 10,16,18...40 **80-X-01-325-L**

WIERTŁO
 \varnothing 2.0





PROWADNIK
WIERTŁA 80-4-57-171-02

RĘKOJEŚĆ 80-28-5-1

TRZPIEŃ 80-43-268-T8.115



PŁYTKA KOMPRESYJNO-BLOKOWANA
z ograniczonym kontaktem
TYTAN



L(mm)	Otworki	Nr Kat.	L(mm)	Otworki	Nr Kat.
50	4	80-1-02-200-04	134	11	80-1-02-200-11
62	5	80-1-02-200-05	146	12	80-1-02-200-12
74	6	80-1-02-200-06	170	14	80-1-02-200-14
86	7	80-1-02-200-07	194	16	80-1-02-200-16
98	8	80-1-02-200-08	218	18	80-1-02-200-18
110	9	80-1-02-200-09	242	20	80-1-02-200-20
122	10	80-4-02-200-10	-	-	-

<p>Wkręty korowe $\varnothing 2.4$ samogwintujące $\varnothing 1.8$</p> <p>L(mm) REF</p> <p>T8 8,10,12...40 80-X-01-240-L</p> <p>L(mm) REF</p> <p>8,10,12...60 80-X-01-239-L</p>	<p>WIERTŁO $\varnothing 1.8$</p> <p>PROWADNIK WIERTŁA 80-4-57-192-00</p> <p>RĘKOJEŚĆ 80-28-5-1</p> <p>TRZPIEŃ $\varnothing S2.5$ 80-28-5-3</p> <p>T8 T8 80-43-268-T8.115</p>	<p>Wkręty korowe $\varnothing 2.7$ samogwintujące $\varnothing 2.0$</p> <p>L(mm) REF</p> <p>T8 8,10,12...60 80-X-01-216-L</p> <p>L(mm) REF</p> <p>8,10,12...60 80-X-01-48-L</p>	<p>WIERTŁO $\varnothing 2.0$</p> <p>PROWADNIK WIERTŁA 80-4-57-192-00</p> <p>RĘKOJEŚĆ 80-28-5-1</p> <p>TRZPIEŃ $\varnothing S2.5$ 80-28-5-3</p> <p>T8 T8 80-43-268-T8.115</p>
<p>Wkręty blokowane $\varnothing 2.4$ samogwintujące $\varnothing 1.8$</p> <p>L(mm) REF</p> <p>T8 8,10,12...40 80-X-01-208-L</p> <p>L(mm) REF</p> <p>8,10,12...40 80-X-01-200-L</p>	<p>WIERTŁO $\varnothing 1.8$</p> <p>PROWADNIK WIERTŁA 80-4-57-49-00</p> <p>RĘKOJEŚĆ 80-28-5-1</p> <p>TRZPIEŃ $\varnothing S2.5$ 80-28-5-3</p> <p>T8 T8 80-43-268-T8.115</p>	<p>Wkręty blokowane $\varnothing 2.7$ samogwintujące $\varnothing 2.0$</p> <p>L(mm) REF</p> <p>T8 10,12,14...60 80-X-01-209-L</p> <p>L(mm) REF</p> <p>8,10,12...60 80-X-01-201-L</p>	<p>WIERTŁO $\varnothing 2.0$</p> <p>PROWADNIK WIERTŁA 80-4-57-74-00</p> <p>RĘKOJEŚĆ 80-28-5-1</p> <p>TRZPIEŃ $\varnothing S2.5$ 80-28-5-3</p> <p>T8 T8 80-43-268-T8.115</p>
<p>Wkręty blokowane zmiennokątowe $\varnothing 2.4$ $\varnothing 1.8$</p> <p>L(mm) REF</p> <p>T8 8,10,12...40 80-X-01-298-L</p>	<p>WIERTŁO $\varnothing 1.8$</p> <p>PROWADNIK WIERTŁA 80-4-57-171-01</p> <p>RĘKOJEŚĆ 80-28-5-1</p> <p>TRZPIEŃ 80-43-268-T8.115</p>	<p>Wkręty blokowane zmiennokątowe $\varnothing 2.7$ $\varnothing 2.0$</p> <p>L(mm) REF</p> <p>T8 10,16,18...40 80-X-01-325-L</p>	<p>WIERTŁO $\varnothing 2.0$</p> <p>PROWADNIK WIERTŁA 80-4-57-171-02</p> <p>RĘKOJEŚĆ 80-28-5-1</p> <p>TRZPIEŃ 80-43-268-T8.115</p>

PŁYTKA REKONSTRUKCYJNA KOMPRESYJNO-BLOKOWANA TYTAN | STAL



L(mm)	Otworky	Nr Kat.	L(mm)	Otworky	Nr Kat.
56	4	80-X-25-200-04	154	11	80-X-25-200-11
70	5	80-X-25-200-05	168	12	80-X-25-200-12
84	6	80-X-25-200-06	182	13	80-X-25-200-13
98	7	80-X-25-200-07	196	14	80-X-25-200-14
112	8	80-X-25-200-08	224	16	80-X-25-200-16
126	9	80-X-25-200-09	252	18	80-X-25-200-18
140	10	80-X-25-200-10	280	20	80-X-25-200-20

Wkręty korowe Ø 3.5 samogwintujące
Ø 2.5

T15 L(mm) REF
8,10,12...70 **80-X-01-221-L**
75,80,85...90

L(mm) REF
8,10,12...70 **80-X-01-51-L**
75,80,85...90

WIERTŁO Ø2.5

PROWADNIK WIERTŁA 80-4-57-191-00

RĘKOJEŚĆ 80-28-5-1

TRZPIEŃ S2.5 80-28-5-3
T15 80-43-268-T15.115

Wkręty korowe Ø 2.4 samogwintujące
Ø 1.8

T8 L(mm) REF
8,10,12...40 **80-X-01-240-L**

L(mm) REF
8,10,12...60 **80-X-01-239-L**

WIERTŁO Ø1.8

PROWADNIK WIERTŁA 80-4-57-192-00

RĘKOJEŚĆ 80-28-5-1

TRZPIEŃ S2.5 80-28-5-3
T8 80-43-268-T8.115

Wkręty korowe Ø 2.7 samogwintujące
Ø 2.0

T8 L(mm) REF
8,10,12...60 **80-X-01-216-L**

L(mm) REF
8,10,12...60 **80-X-01-48-L**

WIERTŁO Ø2.0

PROWADNIK WIERTŁA 80-4-57-192-00

RĘKOJEŚĆ 80-28-5-1

TRZPIEŃ S2.5 80-28-5-3
T8 80-43-268-T8.115

Wkręty blokowane Ø 2.4 samogwintujące
Ø 1.8

T8 L(mm) REF
8,10,12...40 **80-X-01-208-L**

L(mm) REF
8,10,12...40 **80-X-01-200-L**

WIERTŁO Ø1.8

PROWADNIK WIERTŁA 80-4-57-49-00

RĘKOJEŚĆ 80-28-5-1

TRZPIEŃ S2.5 80-28-5-3
T8 80-43-268-T8.115

Wkręty blokowane Ø 2.7 samogwintujące
Ø 2.0

T8 L(mm) REF
10,12,14...60 **80-X-01-209-L**

L(mm) REF
8,10,12...60 **80-X-01-201-L**

WIERTŁO Ø2.0

PROWADNIK WIERTŁA 80-4-57-74-00

RĘKOJEŚĆ 80-28-5-1

TRZPIEŃ S2.5 80-28-5-3
T8 80-43-268-T8.115

Wkręty blokowane zmiennokątowe Ø 2.4
Ø 1.8

T8 L(mm) REF
8,10,12...40 **80-X-01-298-L**

WIERTŁO Ø1.8

PROWADNIK WIERTŁA 80-4-57-171-01

RĘKOJEŚĆ 80-28-5-1

TRZPIEŃ 80-43-268-T8.115

Wkręty blokowane zmiennokątowe Ø 2.7
Ø 2.0

T8 L(mm) REF
10,16,18...40 **80-X-01-325-L**


WIERTŁO Ø2.0

PROWADNIK WIERTŁA 80-4-57-171-02

RĘKOJEŚĆ 80-28-5-1


TRZPIEŃ 80-43-268-T8.115

PLYTKA REKONSTRUKCYJNA KOMPRESYJNO-BLOKOWANA
TYTAN | STAL




L(mm)	Otworky	Nr Kat.	L(mm)	Otworky	Nr Kat.	L(mm)	Otworky	Nr Kat.
56	4	80-X-02-183-04	126	9	80-X-02-183-09	196	14	80-X-02-183-14
70	5	80-X-02-183-05	140	10	80-X-02-183-10	224	16	80-X-02-183-16
84	6	80-X-02-183-06	154	11	80-X-02-183-11	252	18	80-X-02-183-18
98	7	80-X-02-183-07	168	12	80-X-02-183-12	280	20	80-X-02-183-20
112	8	80-X-02-183-08						

PLYTKA REKONSTRUKCYJNA KOMPRESYJNO-BLOKOWANA
z ograniczonym kontaktem
TYTAN




L(mm)	Otworky	Nr Kat.	L(mm)	Otworky	Nr Kat.
50	4	80-1-02-184-04	134	11	80-1-02-184-11
62	5	80-1-02-184-05	146	12	80-1-02-184-12
74	6	80-1-02-184-06	170	14	80-1-02-184-14
86	7	80-1-02-184-07	194	16	80-1-02-184-16
98	8	80-1-02-184-08	218	18	80-1-02-184-18
110	9	80-1-02-184-09	242	20	80-1-02-184-20
122	10	80-1-02-184-10	-	-	-




<p>Wkręty korowe $\varnothing 2.4$ samogwintujące $\varnothing 1.8$</p> <p>L(mm) REF T8 8,10,12...40 80-X-01-240-L</p> <p>L(mm) REF 8,10,12...60 80-X-01-239-L</p>	<p>WIERTŁO $\varnothing 1.8$</p> <p>PROWADNIK WIERTŁA 80-4-57-192-00</p> <p>RĘKOJEŚĆ 80-28-5-1</p> <p>TRZPIEŃ S2.5 80-28-5-3 T8 T8 80-43-268-T8.115</p>	<p>Wkręty korowe $\varnothing 2.7$ samogwintujące $\varnothing 2.0$</p> <p>L(mm) REF T8 8,10,12...60 80-X-01-216-L</p> <p>L(mm) REF 8,10,12...60 80-X-01-48-L</p>	<p>WIERTŁO $\varnothing 2.0$</p> <p>PROWADNIK WIERTŁA 80-4-57-192-00</p> <p>RĘKOJEŚĆ 80-28-5-1</p> <p>TRZPIEŃ S2.5 80-28-5-3 T8 T8 80-43-268-T8.115</p>
<p>Wkręty blokowane $\varnothing 2.4$ samogwintujące $\varnothing 1.8$</p> <p>L(mm) REF T8 8,10,12...40 80-X-01-208-L</p> <p>L(mm) REF 8,10,12...40 80-X-01-200-L</p>	<p>WIERTŁO $\varnothing 1.8$</p> <p>PROWADNIK WIERTŁA 80-4-57-49-00</p> <p>RĘKOJEŚĆ 80-28-5-1</p> <p>TRZPIEŃ S2.5 80-28-5-3 T8 T8 80-43-268-T8.115</p>	<p>Wkręty blokowane $\varnothing 2.7$ samogwintujące $\varnothing 2.0$</p> <p>L(mm) REF T8 10,12,14...60 80-X-01-209-L</p> <p>L(mm) REF 8,10,12...60 80-X-01-201-L</p>	<p>WIERTŁO $\varnothing 2.0$</p> <p>PROWADNIK WIERTŁA 80-4-57-74-00</p> <p>RĘKOJEŚĆ 80-28-5-1</p> <p>TRZPIEŃ S2.5 80-28-5-3 T8 T8 80-43-268-T8.115</p>
<p>Wkręty blokowane zmiennokątowe $\varnothing 2.4$ $\varnothing 1.8$</p> <p>L(mm) REF T8 8,10,12...40 80-X-01-298-L</p>	<p>WIERTŁO $\varnothing 1.8$</p> <p>PROWADNIK WIERTŁA 80-4-57-171-01</p> <p>RĘKOJEŚĆ 80-28-5-1</p> <p>TRZPIEŃ 80-43-268-T8.115</p>	<p>Wkręty blokowane zmiennokątowe $\varnothing 2.7$ $\varnothing 2.0$</p> <p>L(mm) REF T8 10,16,18...40 80-X-01-325-L</p>	<p>WIERTŁO $\varnothing 2.0$</p> <p>PROWADNIK WIERTŁA 80-4-57-171-02</p> <p>RĘKOJEŚĆ 80-28-5-1</p> <p>TRZPIEŃ 80-43-268-T8.115</p>


PLYTKA REKONSTRUKCYJNA BLOKOWANA
TYTAN



L(mm)	Otworky	Nr Kat.	L(mm)	Otworky	Nr Kat.
65	5	80-1-02-152-05	117	9	80-1-02-152-09
78	6	80-1-02-152-06	130	10	80-1-02-152-10
91	7	80-1-02-152-07	156	12	80-1-02-152-12
104	8	80-1-02-152-08	-	-	-



PLYTKA BLOKOWANA MOSTUJACA
TYTAN | STAL



L(mm)	t	Nr Kat.	L(mm)	Otworky	Nr Kat.
120	47	80-X-25-225-120	140	77	80-X-25-225-150
130	57	80-X-25-225-130	150	87	80-X-25-225-160
140	67	80-X-25-225-140	160	97	80-X-25-225-170

PLYTKA KOMPRESYJNO-BLOKOWANA - z ograniczonym kontaktem
TYTAN | STAL



L(mm)	Otworky	Nr Kat.	L(mm)	Otworky	Nr Kat.
59	4	80-X-02-117-04	150	11	80-X-02-117-11
72	5	80-X-02-117-05	163	12	80-X-02-117-12
85	6	80-X-02-117-06	189	14	80-X-02-117-14
98	7	80-X-02-117-07	215	16	80-X-02-117-16
111	8	80-X-02-117-08	241	18	80-X-02-117-18
124	9	80-X-02-117-09	267	20	80-X-02-117-20
137	10	80-X-02-117-10	-	-	-

Wkręty korowe Ø 3.5
samogwintujące
Ø 2.5

L(mm)	REF
8,10,12...70	80-X-01-221-L
75,80,85...90	
L(mm)	REF
8,10,12...70	80-X-01-51-L
75,80,85...90	

WIERTŁO Ø2.5	
PROWADNIK WIERTŁA	80-4-57-191-00
RĘKOJEŚĆ	80-28-5-1
TRZPIEŃ	
● S2.5	80-28-5-3
● T15	80-43-268-T15.115

Wkręty blokowane Ø 3.5
samogwintujące
Ø 2.7

L(mm)	REF
10,12,14...60	80-X-01-223-L
65,70,75...95	
L(mm)	REF
10,12,14...60	80-X-01-11-L
65,70,75...95	


WIERTŁO Ø2.7	
PROWADNIK WIERTŁA	80-4-57-74-00
RĘKOJEŚĆ	80-28-5-1
TRZPIEŃ	
● S2.5	80-28-5-3
● T15	80-43-268-T15.115

Wkręty blokowane
zmiennokątowe Ø 3.5
Ø 2.7


L(mm)	REF
10,12,14...60	80-X-01-322-L
65,70,75...95	

WIERTŁO Ø2.7	
PROWADNIK WIERTŁA	80-4-57-171-03
RĘKOJEŚĆ	80-28-5-1
TRZPIEŃ	80-43-268-T15.115


PLYTKA WAZKA, KOMPRESYJNA BLOKOWANA - z ograniczonym kontaktem
TYTAN



L(mm)	Otwory	Nr Kat.	L(mm)	Otwory	Nr Kat.
115	7	80-1-02-116-07	160	10	80-1-02-116-10
130	8	80-1-02-116-08	175	11	80-1-02-116-11
145	9	80-1-02-116-09	190	12	80-1-02-116-12



PLYTKA REKONSTRUKCYJNA
TYTAN | STAL



L(mm)	Otwory	Nr Kat.	L(mm)	Otwory	Nr Kat.
70	5	80-X-02-66-05	128	9	80-X-02-66-09
84	6	80-X-02-66-06	142	10	80-X-02-66-10
99	7	80-X-02-66-07	171	12	80-X-02-66-12
113	8	80-X-02-66-08	-	-	-

Wkręty korowe \varnothing 3.5 samogwintujące \varnothing 2.5

L(mm) REF

T15 8,10,12...70 **80-X-01-221-L**

75,80,85...90

L(mm) REF

T15 8,10,12...70 **80-X-01-51-L**

75,80,85...90

WIERTŁO \varnothing 2.5

PROWADNIK WIERTŁA 80-4-57-191-00

RĘKOJEŚĆ 80-28-5-1

TRZPIEŃ

\varnothing S2.5 80-28-5-3

T15 T15 80-43-268-T15.115

Wkręty blokowane \varnothing 3.5 samogwintujące \varnothing 2.7

L(mm) REF

T15 10,12,14...60 **80-X-01-223-L**

65,70,75...95

L(mm) REF

T15 10,12,14...60 **80-X-01-11-L**

65,70,75...95

WIERTŁO \varnothing 2.7

PROWADNIK WIERTŁA 80-4-57-74-00

RĘKOJEŚĆ 80-28-5-1

TRZPIEŃ

\varnothing S2.5 80-28-5-3

T15 T15 80-43-268-T15.115

Wkręty blokowane zmiennokątowe \varnothing 3.5 \varnothing 2.7

L(mm) REF

T15 10,12,14...60 **80-X-01-322-L**

65,70,75...95

WIERTŁO \varnothing 2.7

PROWADNIK WIERTŁA 80-4-57-171-03


RĘKOJEŚĆ 80-28-5-1

TRZPIEŃ 80-43-268-T15.115


PŁYTKA BLOKOWANA MOSTUJĄCA
TYTAN | STAL



L(mm)	t(mm)	Nr Kat.	L(mm)	t(mm)	Nr Kat.
140	51	80-X-25-226-140	160	71	80-X-25-226-160
150	61	80-X-25-226-150	170	81	80-X-25-226-170



PŁYTKA REKONSTRUKCYJNA BLOKOWANA
TYTAN | STAL



L(mm)	Otwory	Nr Kat.	L(mm)	Otwory	Nr Kat.
56	3	80-X-02-58-03	189	10	80-X-02-58-10
75	4	80-X-02-58-04	227	12	80-X-02-58-12
113	6	80-X-02-58-06	265	14	80-X-02-58-14
151	8	80-X-02-58-08	303	16	80-X-02-58-16

Wkręty korowe \varnothing 4.5 samogwintujące
 \varnothing 3.2

L(mm) REF

T25 12,14,16...90 **80-X-01-218-L**

90,95,100...115

L(mm) REF

12,14,16...90 **80-X-01-04-L**

90,95,100...115

WIERTŁO \varnothing 3.2 80-4-40-08-32

PROWADNIK WIERTŁA 80-4-57-57-00

RĘKOJEŚĆ 80-28-5-1

TRZPIEŃ

\varnothing S3.5 80-4-43-45-11

T25 T25 80-43-268-T25.115

Wkręty blokowane \varnothing 5.0 samogwintujące
 \varnothing 3.7

L(mm) REF

T25 14,16,18...60 **80-X-01-222-L**

65,70,75...95

L(mm) REF

14,16,18...60 **80-X-01-17-L**

65,70,75...95

WIERTŁO \varnothing 3.7 80-4-40-06-37

PROWADNIK WIERTŁA 80-4-57-54-00


RĘKOJEŚĆ 80-28-5-1

TRZPIEŃ


\varnothing S3.5 80-4-43-45-11

T25 T25 80-43-268-T25.115

PŁYTKA REKONSTRUKCYJNA BLOKOWANA
TYTAN | STAL



L(mm)	Otworki	Nr Kat.	L(mm)	Otworki	Nr Kat.
62	3	80-X-02-68-03	188	10	80-X-02-68-10
80	4	80-X-02-68-04	224	12	80-X-02-68-12
116	6	80-X-02-68-06	260	14	80-X-02-68-14
152	8	80-X-02-68-08	296	16	80-X-02-68-16



PŁYTKA KOMPRESYJNO-BLOKOWANA
do artrodezy międzypaliczkowej proksymalnej
TYTAN | STAL



L(mm)	Otworki	Nr Kat.
63	3	80-X-25-220-03

Wkręty korowe Ø 4.5 samogwintujące
Ø 3.2 REF

L(mm) REF

T25 12,14,16...90 **80-X-01-218-L**
90,95,100...115

L(mm) REF

12,14,16...90 **80-X-01-04-L**
90,95,100...115

WIERTŁO Ø3.2 80-4-40-08-32

PROWADNIK WIERTŁA 80-4-57-57-00

RĘKOJEŚĆ 80-28-5-1

TRZPIEŃ

○ S3.5 80-4-43-45-11

T25 80-43-268-T25.115

Wkręty blokowane Ø 5.0 samogwintujące
Ø 3.7 REF

L(mm) REF

T25 14,16,18...60 **80-X-01-222-L**
65,70,75...95

L(mm) REF

14,16,18...60 **80-X-01-17-L**
65,70,75...95

WIERTŁO Ø3.7 80-4-40-06-37

PROWADNIK WIERTŁA 80-4-57-54-00

RĘKOJEŚĆ 80-28-5-1

TRZPIEŃ

○ S3.5 80-4-43-45-11

T25 80-43-268-T25.115