



**ZESTAW INSTRUMENTARIUM VETSPINE
80-28-0-9**



- | | | |
|---|----------------|--|
| 1 | 80-4-99-25-65 | Kontener sterylizacyjny |
| 2 | 80-28-0-9.1-27 | Stolik na śruby transpedikularne Ø2,7 |
| 3 | 80-28-0-9.1-35 | Stolik na śruby transpedikularne Ø3,5 |
| 4 | 80-28-0-9.1-45 | Stolik na śruby transpedikularne Ø4,5 |
| 5 | 80-28-0-9.3 | Instrumentarium VETSPINE |
| 6 | 80-28-0-9.2 | Statyw na belki, łączniki, nakrętki i giętki |


ŚRUBA TRANSPEDIKULARNA

Ø	L(mm)	REF
2,7	9	80-1-25-234-1-27.9
2,7	12	80-1-25-234-1-27.12
2,7	15	80-1-25-234-1-27.15
2,7	18	80-1-25-234-1-27.18
2,7	21	80-1-25-234-1-27.21
2,7	24	80-1-25-234-1-27.24
2,7	27	80-1-25-234-1-27.27
2,7	30	80-1-25-234-1-27.30
3,5	9	80-1-25-234-1-35.9
3,5	12	80-1-25-234-1-35.12
3,5	15	80-1-25-234-1-35.15
3,5	18	80-1-25-234-1-35.18
3,5	21	80-1-25-234-1-35.21
3,5	24	80-1-25-234-1-35.24
3,5	27	80-1-25-234-1-35.27
3,5	30	80-1-25-234-1-35.30
4,5	10	80-1-25-234-1-45.10
4,5	15	80-1-25-234-1-45.15
4,5	20	80-1-25-234-1-45.20
4,5	25	80-1-25-234-1-45.25
4,5	30	80-1-25-234-1-45.30




ŁĄCZNIK POPRZECZNY

REF
80-1-25-252




BELKA

L(mm) REF
20 - 80 (co 5) 80-x-25-238-L



KASETKA Z NARZĘDZIAMI
80-28-0-9.2


Instrumentarium pasuje do:
KONTENER STERYLIZACYJNY
80-4-99-25-65



- | | | |
|----------|-----------------------|---------------------------------------|
| 1 | 80-28-3-5 | Giętak do prętów |
| 2 | 80-1-25-236 | Wkręt dociskowy T15 |
| 3 | 80-1-25-252 | Łącznik poprzeczny Ø10 |
| 4 | 80-1-25-238-L | Belki Ø4 |
| 5 | 80-28-0-9.1-27 | Stolik na śruby transpedikularne Ø2,7 |
| 6 | 80-28-0-9.1-35 | Stolik na śruby transpedikularne Ø3,5 |
| 7 | 80-28-0-9.1-45 | Stolik na śruby transpedikularne Ø4,5 |



INSTRUMENTARIUM DO STABILIZACJI KRĘGOSŁUPA 80-28-0-9.3



Instrumentarium pasuje do:
KONTENER STERYLIZACYJNY
80-4-99-25-65

- | | | |
|----------|--------------------------|-----------------------------------|
| 1 | 80-28-9-3 | Uchwyt do śrub transpedikularnych |
| 2 | 80-43-305-0 | Rękojeść z chwytem AO |
| 3 | 80-43-270-T15.100 | Trzpień TORX T15 z chwytem AO |
| 4 | 80-40-32-19.100 | Wiertło Ø1,9 z końcówką AO |
| 5 | 80-40-32-25.100 | Wiertło Ø2,5 z końcówką AO |
| 6 | 80-40-32-35.100 | Wiertło Ø3,5 z końcówką AO |
| 7 | 80-28-9-2 | Klucz kontrolujący |
| 8 | 80-101-12 | Adapter dynamometryczny |

